



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Parasol 'Prof'

H8755

<https://www.ayudasdinamicas.com/parasol-prof/>



Descripción

Protección contra el sol y la lluvia, que permite mantener ambas manos en el rolator. Resistente al viento. Paraguas de apertura automática y de dimensiones generosas, 105 cm de diámetro. Altura graduable y montado en un mango que se inclina y se ajusta solo apretando un botón. Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia





Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8755
DIÁMETRO PARASOL	105 cm
ALTURA	Graduable

