



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Barra inoxidable angulada 135º

ref: AD569/135

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/asideras/barra-inoxidable-angulada-135>



Práctica asidera multiusos, especialmente útil como ayuda para incorporarse. Se recomienda instalarla junto al inodoro WC o en el interior de la bañera como ayuda para incorporarse.



### POSICION DE LA ASIDERA

Las asideras anguladas son de gran ayuda para sentarse y levantarse del WC. Deberían estar unos 3 cm por delante de la rodilla y 5 cm por encima del codo, como se muestra en la ilustración.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Acero  
inoxidable

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Longitud de ambos lados	Distancia pared a barra	Diámetro disco de anclaje
AD569/135	45 cm	7 cm	8 cm

