



# **Cama ALURA LOW XL 120 cm - Baja y libre de sujetaciones**

ref: AD965XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/camas-electronicas/cama-electronica-segura-y-funcional-alura-low-xl>



ALURA Low XL es la versión de gran tamaño de la familia ALURA. Es la cama más segura y funcional del mercado. Combina la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios, con lo que todos los componentes de 230 voltios están fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo. Además esta cama es apropiada para personas de mayor peso.

Cama de 4 planos para un máximo confort, de altura regulable de 30 a 80 cm. 250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada para personas de mayores dimensiones o con sobrepeso. Tenga siempre en cuenta que la capacidad máxima de carga incluye no sólo al paciente sino además todo el equipo sobre la cama, como el colchón, almohada, equipo anti escaras si lo hubiese, etc.

## **Prevención de caídas:**



Las barandillas están a 40 cm de altura del somier, lo que permite utilizar colchones y sistemas anti escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de suplementar la altura de las barandillas para que la cama esté dentro de las normas europeas de seguridad.



## 24 voltios en la cama

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro económico: hasta € 15 por cama/año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar solo cada 10 años. No hay corriente eléctrica en la cama cuando el mando no actúa, y cuando se acciona el mando solo llegan 24 voltios a la cama.



## RANGO DE ELEVACIÓN A PARTIR DE 30 cm.

Dispone de un rango de regulación de altura del somier de 30 cm a 80 cm.



Su posición más baja de tan solo 30 cm protege a los usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su rango de elevación permite al cuidador trabajar en la cama en una posición más cómoda, evitando lesiones de espalda.



## POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la más parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón del mando.



## BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK

Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.

## MANDO

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.

## TRAPECIO INCORPORADOR DE SERIE

Incorporarse y levantarse sin ayuda

Trapecio diseñado para ayudar a las personas a sentarse y levantarse de la cama.

El asidero triangular se ajusta a la medida más conveniente.



## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medida somier	Medida total
AD965XL	120 cm x 200 cm	131 cm x 224 cm

## Accesorios

-  Protector de barandillas
-  Mesita
-  Trapecio
-  Buffer-