



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia


## Silla basculante JUDITTA.

ref: BS-

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-posicionamiento-basculantes/silla-basculante-juditta->



Esta silla es la alternativa a la cama; está indicada para adultos y personas mayores que precisan estancias prolongadas o permanentes en la cama. Este sistema para estar sentados está recomendado a personas con cualquier tipo de discapacidad, incluso para los casos más severos. Permite adoptar una posición cómoda, proporciona estabilidad y previene malas posturas. Sillas homologadas para ser transportadas en un vehículo.



## RESPALDO ERGONÓMICO QUE SE ADAPTA A LAS FORMAS DEL USUARIO

La singular forma del respaldo alinea bien el tronco y no genera ninguna presión sobre la columna vertebral. También proporciona un alto grado de estabilidad sin la necesidad de soportes laterales. Al acomodarse a las formas del usuario, previene contracturas y deformidades.

Respaldo de altura regulable para adaptarse a las diferentes dimensiones y necesidades del usuario.

## NINGUNA PRESIÓN SOBRE LA COLUMNA VERTEBRAL

En el gráfico de presiones vemos una situación segura para el paciente con presiones mínimas. Después de retirar el respaldo, no se perciben señales de presión sobre la columna vertebral. Esto hace de Juditta una silla muy apropiada para parapléjicos y personas con inflamaciones post operatorias.



## BASCULAR Y RECLINAR

La basculación y reclinación del respaldo permite adoptar la posición de soporte ideal. Permite variar los puntos de presión y previene la aparición de úlceras por presión. El material semi elástico del asiento y el respaldo y su diseño especial, se adapta a la anatomía del usuario sin ejercer ninguna presión ni roce.



## RESPALDO Y ASIENTO

Los materiales del asiento y el respaldo transpiran permitiendo la circulación del aire y manteniendo un microclima óptimo para la piel del paciente.



## REPOSACABEZAS MULTI REGULABLE

La estructura y dimensiones del reposacabezas proporciona estabilidad al usuario sin limitar los movimientos laterales de la cabeza. Sigue la forma del respaldo, asegurando el correcto alineamiento entre la cabeza y el tronco. Los ajustes mejoran la orientación visual del usuario y por ende, su percepción y relación con el entorno.

Reposacabezas anti-bacterias. Fabricado con un material especial, de célula cerrada, altamente resistente a los agentes químicos externos. Higiénico y duradero, además de cómodo y transpirable. El asiento y respaldo están recubiertos de un material semi elástico ignífugo. Resistente, transpirable y antideslizante.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



### UNA EVOLUCIÓN EN COMODIDAD

Juditta es una silla de ruedas de confort basculante y reclinable diseñada y construida por Ormesa para adultos y personas mayores con movilidad reducida. El respaldo de Juditta favorece una postura correcta, ofreciendo estabilidad, previniendo contracturas y la aparición de deformidades. Los cordones que forman el respaldo y el asiento se adaptan a la anatomía de cada usuario, evitando roces y úlceras por presión.

### Las principales ventajas de la silla Juditta:

- Asiento ergonómico
- Óptimo reparto de las presiones
- Previene úlceras por presión
- Soporte higiénico y transpirable
- Facilita las transferencias
- Se adapta a cada persona
- 3 modelos basculantes

### 3 MODELOS DISPONIBLES:



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### BS12

Diseñada para ser usada en interiores. Basculante y respaldo reclinable. Con 4 ruedas de 125mm las traseras con freno.



### BS 30

Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 300mm. Frenos de tambor accionados por un mando a los pies.



### BS 60

Silla autopropulsable para usuarios con mayor independencia. Ruedas delanteras de 200mm.

### MEDIDAS Y TALLAS:

| Juditta B12                                |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | medida 36   | medida 40   | medida 45   |
| Alto sobre el asiento                      | cm 37       | cm 41       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42-44-46 | cm 44-48-49 | cm 44-48-49 |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Peso                                       | kg 32       | kg 36       | kg 40       |
| Imagen especial                            | kg 30       | kg 34       | kg 38       |

Quito espina: se incluye un largo, mediano y estrecho de ajuste

| Juditta B30                                |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | medida 36   | medida 40   | medida 45   |
| Alto sobre el asiento                      | cm 30       | cm 41       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42-44-46 | cm 44-48-49 | cm 44-48-49 |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Peso                                       | kg 36       | kg 40       | kg 44       |
| Imagen especial                            | kg 34       | kg 38       | kg 42       |

Quito espina: se incluye un largo, mediano y estrecho de ajuste

| Juditta B60                                |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | medida 36   | medida 40   | medida 45   |
| Alto sobre el asiento                      | cm 30       | cm 41       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42-44-46 | cm 44-48-49 | cm 44-48-49 |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Alto sobre la parte de arriba del respaldo | cm 42       | cm 45       | cm 50       |
| Alto sobre la parte de abajo del respaldo  | cm 30       | cm 33       | cm 37       |
| Peso                                       | kg 100      | kg 125      | kg 130      |
| Imagen especial                            | kg 98       | kg 120      | kg 140      |

Quito espina: se incluye un largo, mediano y estrecho de ajuste

### ACCESORIOS OPCIONALES:



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



824-R Mesita auxiliar basculante.  
Ajustable en reclinación y profundidad. Fabricada con un material higiénico y resistente, con perfil curvos sin aristas.



894 Cinturón pélvico 45°



834 Abductor acolchado.  
Ajustable en altura y profundidad.



892 Acolchado para reposapiés.



896 Cubierta para mesitas auxiliares 824.  
Desmontable.



905 Juego de frenos para ruedas traseras.  
Solo para B30 y B60.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



914 Bloqueo para plataformas de reposapiés.

Bloquea las dos plataformas para formar un único pie.



916 Acolchado para pantorrillas.



932 Antivuelcos solo para B30 (de serie en modelo B60).



933 Porta sueros.

Disponible para los modelos B30 y B12.



891 Anclajes para vehículo.

Para anclar la silla en los vehículos homologados de transporte.

Sólo para modelo B30 y B60.



938 Tapizado asiento completo impermeable.