



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha y wc CLEAN, con abertura delantera

ref: AD828D

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-clean-con-abertura-delantera>



Clean está ahora también disponible con abertura delantera en el asiento. Al igual que todas las sillas de ducha y WC de la familia Clean puede maniobrar en espacios reducidos y pasa por puertas estrechas (ancho total 50 cm).



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Práctica y fácil de maniobrar

Se coloca fácilmente sobre cualquier inodoro, incluso sobre los montados en la pared. Los frenos en las ruedas delanteras se pueden accionar fácilmente cuando los de las ruedas traseras son de difícil acceso., por ejemplo, al colocar la silla Clean sobre el WC.





### Reposapiés ergonómicos

Con formas anatómicas redondeadas, antideslizantes, de tacto cálido y envolventes por los lados. Como todos los detalles de la silla Clean los reposapiés están diseñados para proporcionar confort y seguridad al usuario y al cuidador, en este caso, alojar y proteger los pies desnudos. Regulables en altura y fácilmente escamoteables bajo la silla cuando no está en uso.



### Fácil acceso

La silla tiene apertura delantera lo que facilita llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador.



kg

**Total**  
14



kg

**Máximo**  
130



Montaje sin  
herramientas








**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Altura asiento	Ancho total	fondo total	ancho asiento	Ancho entre brazos	Altura WC	Ruedas con frenos	Color
AD828D	49 cm	50 cm	86 cm	48 cm	43 cm	43 cm	2	Verde

## Accesorios

-  Cinturón de seguridad para silla clean
-  Respaldo blando para silla clean
-  Orinal para silla clean
-  Barra de seguridad silla clean
-  Cinturón de pecho (Se recomienda su uso combinado con un cinturón de seguridad de cadera)