



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Protector media pierna

L4

<https://www.ayudasdinamicas.com/protector-media-pierna/>



Descripción

Para bañarse o ducharse sin mojar el yeso o las vendas de una herida o durante cualquier tratamiento que lo precise. Protectores reutilizables con aro flexible de neopreno que sella completamente el paso del agua sin apretar. Quedan firmemente colocados en su lugar y no se caen. Son cómodos y fáciles de usar y al ponerlos pasan fácilmente sobre vendajes o yesos. Fabricados en PVC reforzado, es reutilizable y duradero.

Para yesos o heridas por debajo de la rodilla. El protector impide el paso del agua, medir 10 cm por encima de la rodilla.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	L4S	L4M	L4L
PERÍMETRO	35 - 40 cm	39 - 54 cm	52 - 59 cm
ALTURA	1,65 - 1,85 m	1,65 - 1,85 m	1,65 - 1,85 m

