



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Protector pierna entera

L5

<https://www.ayudasdinamicas.com/protector-pierna-entera/>



## Descripción

Para bañarse o ducharse sin mojar el yeso o las vendas de una herida o durante cualquier tratamiento que lo precise. Protectores reutilizables con aro elástico de neopreno que sella completamente el paso del agua sin apretar. Quedan firmemente colocados en su lugar y no se caen. Son cómodos y fáciles de usar y al ponerlos pasan fácilmente sobre vendajes o yesos. Fabricados en PVC reforzado, es reutilizable y duradero. Para impermeabilizar toda la pierna.

## Tabla de medidas y modelos

| MODELO         | L5S          | L5M          | L5L           | L5XL         |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| CIRCUNFERENCIA | 39 - 54 cm   | 52 - 65 cm   | 52 - 65 cm    | 65 - 90 cm   |
| ALTURA USUARIO | 1,65 -1,85 m | 1,65 -1,85 m | Más de 1,85 m | 1,65 -1,85 m |

