



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Rampa enrollable

R900

<https://www.ayudasdinamicas.com/rampa-enrollable-150-cm/>



## Descripción

Rampa ligera y portátil. Su diseño compacto permite enrollarla para guardarla y trasportarla. Se monta en segundos. Superficie ranurada antideslizante.



total



máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	R900
DESCRIPCIÓN	Enrollable
LONGITUD	150 cm
ANCHO ÚTIL	76 cm
ALTURA RECOMENDABLE A SALVAR	30 cm

