



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rampas plegables de rail

RD...

<https://www.ayudasdinamicas.com/rampas-plegables-de-rail/>



Vídeo disponible en ayudasdinamicas.com



Descripción

Fabricadas en aluminio, muy ligeras a la vez que robustas y resistentes. No requieren mantenimiento. Recomendadas cuando se utilizan en el mismo lugar o con el mismo desnivel, al ser de longitud fija. También sirven para salvar umbrales. Una vez plegadas son fáciles de transportar y de guardar incluso en un maletero.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	RD1100	RD1500	RD2000
LONGITUD	110 cm	152 cm	214 cm
LONGITUD PLEGADA	55 cm	77 cm	108 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO CARRIL	18 cm	18 cm	18 cm
PESO TOTAL	3,5 kg x 2	4 kg x 2	6 kg x 2
ALTURA MÁX. A SALVAR	22 cm	30 cm	40 cm

