



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rampas telescópicas

RT

<https://www.ayudasdinamicas.com/rampas-telescopicas-de-aluminio/>



Vídeo disponible en ayudasdinamicas.com



Descripción



Ancho de carril de 25 cm.

Las rampas telescópicas son las más versátiles. Pueden usarse en diferentes lugares y situaciones, donde tanto el desnivel como la longitud de las rampas sean variables. Una vez fuera de uso y plegadas ocupan menos espacio que otras rampas equivalentes y son muy fáciles de guardar y de transportar, incluso en el maletero de un vehículo.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

MODELO	RT1500	RT2000	RT3000
LONGITUD	152 cm	210 cm	300 cm
LONGITUD PLEGADA	97 cm	126 cm	126 cm
ANCHO ÚTIL POR CARRIL	25 cm	25 cm	16 cm
PESO TOTAL	5 kg x 2	6 kg x 2	8 kg x 2
ALTURA MÁXIMA A SALVAR	30 cm	40 cm	60 cm

