



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rampas tipo maleta

RP

<https://www.ayudasdinamicas.com/rampas-tipo-maleta/>



Vídeo disponible en [ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



Descripción



Rampas de aluminio ligeras, robustas y resistentes. Desplegadas ofrecen un ancho de paso generoso, de 72 cm para todo tipo de sillas de ruedas o scooters de 3 ó 4 ruedas. Plegadas miden 37 cm de alto.

Se pliegan a lo ancho y se transportan fácilmente como una maleta.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

MODELO	RP70	RP90	RP120	RP150
LONGITUD	61 cm	91 cm	122 cm	152 cm
ANCHO PLEGADA	37 cm	37 cm	37 cm	37 cm
PESO TOTAL	4 kg	6 kg	8 kg	11 kg
ALTURA MÁXIMA A SALVAR	12 cm	18 cm	24 cm	30 cm

