




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Rolator plegable 'Taurus 2'

AD239

<https://www.ayudasdinamicas.com/rolator-plegable-taurus-2/>



### Descripción

Los rolators plegables son la última tendencia entre los diseñadores de este tipo de andadores con cuatro ruedas, que opinan que se pliegan más fácilmente y se aguantan de pie una vez plegados.

TAURUS es de aluminio, ligero y fuerte a la vez. Efectivamente se pliega con suma facilidad y tiene una correa de ayuda a estos efectos en mitad del asiento.

El asiento de malla y la correa de respaldo lo hacen especialmente cómodo para sentarse. Sorprende su maniobrabilidad, gracias a un estudiado diseño y a sus cuatro ruedas de 200 mm. Tiene puños anatómicos y frenos con bloqueo, es graduable en altura para adaptarse a usuarios de diferentes estaturas.



total



máximo

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD239
--------	-------





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ANCHO TOTAL	63 cm
ANCHO PLEGADO	26 cm
ALTO REGULABLE	81- 93 cm
ALTURA ASIENTO	54 cm
FONDO TOTAL	68 cm

## Accesorios



### Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds. La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

