



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Scooter desmontable 'ECLIPSE'

SP22-ECLIPSE

<https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-desmontable-eclipse/>



Descripción

Compacto y con grandes prestaciones

El scooter ECLIPSE ofrece unas grandes prestaciones y autonomía, gracias a sus baterías de 21Ah de serie. Incorpora una bolsa extraíble con asa en la cesta delantera. Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior.

Kit de 2 colores de serie

Incorporan 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.



Verde



Gris plata

Sistema de desmontaje rápido





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

El scooter Eclipse se desmonta muy fácilmente en 4 partes para ser transportado a cualquier sitio.



Baterías extraíbles de 21Ah

Las baterías son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él.



* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). *(Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%)* La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

MODELO	SP22-ECLIPSE
LONGITUD TOTAL	99cm
ANCHO TOTAL	56cm
ANCHO ASIENTO	43cm
ALTIURA LIBRE AL SUELO	8cm
RADIO DE GIRO	115cm
PENDIENTE MÁXIMA	12º o 21%
RUEDAS DELANTERAS	190mm
RUEDAS TRASERAS	215mm
POTENCIA MOTOR	270w
BATERÍAS	2 x 12v 21Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	6,5km/h
AUTONOMÍA*	22km
PESO TOTAL	45kg
PESO MÁXIMO	132kg

