



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Scooter desmontable y portátil 'VEO'

SP5VEO

<https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-desmontable-y-portatil-veo/>



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](http://ayudasdinamicas.com)



Descripción

*Veo*






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El scooter VEO de diseño moderno y atractivo, es ligero y desmontable en 3 partes, siendo la más pesada de tan solo 17 kg. De construcción robusta y muy maniobrable, con autonomía aproximada de 19 km. Ofrece un mayor espacio para las piernas del usuario que otros scooters de su misma clase. Esto hace que sea muy versátil para usuarios que no dispongan de espacio para guardar scooters de mayor tamaño.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

- Volante ergonómico que proporciona una posición cómoda para la conducción.
- Las baterías son extraíbles y permite realizar la carga tanto en el scooter como fuera de él.
- Asiento giratorio y regulable en altura de 42 a 47 cm, con reposabrazos abatibles.



La batería es extraíble y el scooter se desmonta de manera fácil y rápida en 3 partes, lo que permite transportarlo en cualquier maletero

**\* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).** *(Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%)* **La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.**

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	SP5VEO
LONGITUD TOTAL	108cm
ANCHO TOTAL	50,5cm
ANCHO ASIENTO	42cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ALTURA LIBRE	6cm
RADIO DE GIRO	140cm
PENDIENTE MÁXIMA	8º o 14,5%
RUEDAS DELANTERAS	200mm
RUEDAS TRASERAS	200mm
POTENCIA MOTOR	270w
BATERÍAS	2 x 12v 14Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	6,5Km/h
AUTONOMÍA*	19Km
PESO TOTAL	46Kg
PESO MÁXIMO	113Kg

