



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Scooter VISTA con suspensión de 35Ah

SM7-VISTA

<https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-vista-con-suspension-de-35ah/>



## Descripción

El scooter de gama media de altas prestaciones. Gracias a su mecanismo rápido, se desmonta en 6 partes en cuestión de segundos, para transportar en su coche.

Su diseño a la vez que compacto ofrece un gran espacio para las piernas. Extremadamente robusto y tiene un buen radio de giro, ideal para un uso diario.

Dispone de un manillar delta con un punto de carga de fácil acceso, además de suspensión frontal y trasera para añadir confort. A la hora de desmontarlo, el pack de baterías se divide en 2 partes para facilitar el transporte. Viene con luces LED delanteras y traseras que maximizan la visibilidad, ofreciéndole seguridad a donde sea que vaya. Incorpora ruedas macizas antipinchazos de dos componentes.

**BATERÍAS DE**

**35 Ah**

**GRANDES PRESTACIONES: SUSPENSIÓN Y LUCES**





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



#### LUCES LED

Incluye luces led delanteras y traseras para mayor seguridad en sus viajes.

#### SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE

Suspensión independiente en las ruedas delanteras y traseras. Proporciona un confort al usuario en la conducción tanto en terrenos planos como en irregulares. Lo que hace que el scooter Vista sea versátil para todas las situaciones diarias.

#### BATERÍAS DE GRAN CAPACIDAD



#### BATERÍAS DE GRAN CAPACIDAD DE 36Ah

El scooter Vista incorpora baterías de gran capacidad con una autonomía aproximada máxima de 38 km. Lo que permite realizar trayectos diarios de 19 km con la mitad de la carga aproximadamente.

Las baterías se desmontan del scooter simplemente tirando de ellas y se separan en dos partes para facilitar su transporte.

#### DESMONTABLE EN SEGUNDOS





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Se desmonta en 6 partes de manera fácil y rápida para transportarlo casi en cualquier maletero de su vehículo. La parte mas pesada solo son 25kg.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

- Suspensión frontal y trasera
- Fácilmente desmontable - transportable en coche
- Ruedas macizas anti pinchazos de doble compuesto
- Asiento cómodo con respaldo abatible, reposabrazos ajustables y función giratoria integrada
- Manillar delta con un útil punto de carga
- Cómoda cesta delantera
- Capacidad de carga destacada en su clase

Longitud total: .....118 cm.  
Ancho Total: .....58 cm.  
Altura del asiento: .....57 a 62 cm.  
Ancho asiento: .....44 cm.  
Profundidad de asiento: .....43 cm.  
Peso máximo del usuario: .....150 Kg.  
Voltaje y capacidad de las Baterías: .....12V / 35Ah x2  
Motores: .....320 w  
Velocidad máxima: .....6,5 Km/h





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Distancia al suelo: .....8 cm.

\*Autonomía aproximada: .....Hasta 38 km

Pendiente máxima de seguridad: .....6º

Radio de giro: .....170 cm.

Peso del componente mas pesado: .....25 Kg.

\*Autonomía con las baterías completamente cargadas y en un suelo plano.

**OPCIONAL CON BATERÍAS DE 50 Ah** que aumenta la autonomía hasta 50 km aproximadamente. Ref. SM7-VISTA-50

