



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de baño plegable 'Acuario'

AD520

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-bano-plegable-acuario/>



## Descripción

Silla totalmente inoxidable, fabricada en aluminio muy ligero y fácil de transportar y guardar, gracias a su sistema de plegado. Incorpora un dispositivo antiplegado de seguridad absolutamente necesario según la normativa europea. Asiento y respaldo de formas redondeadas. El asiento en U facilita el acceso para la higiene íntima.



total



máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD520
ANCHO ASIENTO	40 cm
FONDO ASIENTO	40 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ALTO ASIENTO SUELO	46 - 53 cm
ANCHO TOTAL	53 cm
FONDO TOTAL	55 cm
ALTO TOTAL	82 - 89 cm

