



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla de baño y wc 'Swan'

Swan

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-bano-y-wc-swan/>



### Descripción

Swan es una silla es de suave fibra de vidrio y de fácil limpieza. El chasis y las ruedas son de acero inoxidable y con superficies anticorrosivas. Está disponible en siete tallas; ideada para usuarios desde los 2 años hasta adultos de pequeña corpulencia. El chasis soporta el tronco y los hombros y el usuario goza de buena estabilidad en el tronco. La altura del chasis es ajustable, lo que permite al cuidador utilizar la silla con facilidad.

**Para más información de medidas y accesorios clicar aquí.**

