



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Silla de ducha basculante 'Mobile Tilt'

AD821

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-basculante-mobile-tilt/>



Vídeo disponible en
ayudasdinamicas.com



Descripción

Esta silla permite llevar a cabo las tareas de higiene de forma más cómoda y segura tanto para el usuario como para el cuidador. El conjunto del asiento y respaldo son regulables en altura y en inclinación. El control de inclinación de la silla está situado de tal manera que el cuidador y el paciente mantienen contacto visual en todo momento, lo que contribuye a una mejor comunicación entre ambos y a crear un ambiente de confianza.

El respaldo blando se adapta a la espalda al reclinar la silla proporcionando una postura cómoda y segura. Los reposabrazos son abatibles para facilitar transferencias.

Las cuatro ruedas llevan freno para mayor seguridad y comodidad del cuidador, que puede accionar los frenos delanteros cuando los traseros son de difícil acceso, por ejemplo, cuando la silla se coloca sobre un WC.

19,7
kg

total

135
kg

máximo





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD821
ANCHO ASIENTO	50 cm
ÁNGULO INCLINACIÓN	de +5º a -30º / 0º a -35º
ALTO ASIENTO SUELO	50 - 65 cm
ANCHO TOTAL	58 cm
FONDO TOTAL	104 cm

Accesorios



Barra transversal para Silla Tilt



Tapa asiento confort para Silla Tilt



Asiento w.c. confort para Silla Tilt



Cinturón de seguridad para Silla Tilt



Kit orinal para Silla Tilt
KIT incluye orinal y guías.