



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ducha y wc XL 'Aston'

AD809XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-y-wc-bariatrica-aston/>



Descripción

La silla de ducha "ASTON" es una opción versátil tanto para la ducha como para el inodoro. Robusta con una gran capacidad de 260 kg y con un ancho de asiento de 56 cm.

- Incorpora cubeta, se puede usar como inodoro o también directamente sobre el wc.
- Asiento y respaldo de poliuretano cómodos y fáciles de limpiar.
- El asiento dispone de tapa y apertura delantera para facilitar la higiene personal.
- Ligera, fabricada en aluminio.
- Altura ajustable.
- Reposapiés regulables en altura, extraíbles y abatibles.
- Respaldo desmontable para su transporte y almacenamiento.
- Cubeta de 5 litros con tapa. • 4 ruedas direccionales con frenos.



máximo





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD809XL
ANCHO ASIENTO	56 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	43 cm
ANCHO TOTAL	66 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	90 cm
ALTURA ASIENTO	de 51 a 56 cm

