



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Silla de ducha y wc XL 'Belgrave'

AD595XL

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-y-wc-bariatrica-belgrave/>



## Descripción

La silla "BELGRAVE" es robusta y está fabricada con acero reforzado recubierto con plástico, resistente a los impactos y de gran durabilidad.

- Respaldo y asiento de poliuretano, que proporcionan una gran comodidad. Son ignífugos y resistentes al agua.
- Incorpora cubeta de 14 litros y es fácil de extraer para su vaciado.
- Reposabrazos extraíbles.
- Altura de asiento regulable de 43 a 58 cm.

13  
kg

total

280  
kg

máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD595XL
ANCHO ASIENTO	61 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

PROFUNDIDAD ASIENTO	43 cm
ALTURA ASIENTO	de 43 a 58 cm
ANCHO TOTAL	66 cm
PROFUNDIDAD TOTAL	54 cm

