



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas 'Sentra EC'

PL75

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-sentra-ec/>



Descripción

La silla de ruedas "SENTRA EC" ha sido diseñada para soportar pesos de hasta 200 kg.

- Chasis de acero de carbono con triple cromado.
- Doble tapicería de vinilo para mayor durabilidad y fácil de limpiar.
- Apoyabrazos de escritorio acolchados y extraíbles, proporcionan un confort adicional y permite el acceso a las mesas.
- Ruedas delanteras y traseras macizas sin mantenimiento.
- Disponible en tres anchos de asiento (51, 56 y 61 cm) para adaptarse a las distintas tallas de usuario.



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	PL75-51	PL75-56	PL75-61
ANCHO ASIENTO	51 cm	56 cm	61 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	41 cm	46 cm	46 cm
ANCHO TOTAL	75 cm	80 cm	85 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

LARGO	107 cm	107 cm	107 cm
ALTURA ASIENTO	50 cm	50 cm	50 cm
PESO	22 Kg	26 Kg	26 Kg

