



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla 'Portofino'

AD839

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-portofino/>



Vídeo disponible en ayudasdinamicas.com



Descripción

Diseño elegante y funcional, la moderna gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Diseñado y fabricado en Italia con los mejores materiales, todos inoxidables. Bien resueltos ergonómicamente, se regulan en altura y se adaptan a las necesidades de cualquier usuario. El respaldo es desmontable, con 4 tornillos.



PRODUCTO
INOXIDABLE

2,3
kg

150
kg

total máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD839
ANCHO TOTAL	57 cm
ALTO TOTAL	64 - 79 cm
FONDO TOTAL	35 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO ASIENTO	50 cm
FONDO ASIENTO	30 cm
ALTO ASIENTO	39 - 54 cm

