



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Silla 'Samba'

AD537A

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-samba/>



### Descripción

Silla completa con respaldo de plástico. El asiento tiene desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad. Está especialmente diseñada para ser utilizada en el baño. Sus patas extensibles permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho la dotan de gran estabilidad.



total



máximo

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD537A
ANCHO ASIENTO	51 cm
FONDO ASIENTO	31 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ALTURA ASIENTO	37 - 52 cm
ANCHO TOTAL	51 cm
FONDO TOTAL	45 - 50 cm
ALTO RESPALDO	36 cm
RESPALDO	39 x 22 cm

