



# Guía de productos de baño



W.C. y baño

Las sillas móviles  
para el servicio y el  
baño ofrecen a los  
cuidadores las mejores  
condiciones de trabajo  
posibles y permiten a  
los usuarios conservar  
toda su dignidad

## Principios de la sedestación

Sentando adecuadamente al niño podrá participar en las actividades cotidianas. Los niños con discapacidades necesitan asientos especiales para que obtengan un soporte correcto.

Siempre que el niño esté correctamente sentado podrá moverse libremente e interactuar con sus amigos. Algunos niños incluso no podrán cambiar por sí solos de posición y por eso, será muy importante que el sistema del asiento sea ajustable; por ejemplo, la inclinación en la función espacio.

### Una buena postura de sedestación:


- ▶ Estimula una postura correcta
- ▶ Previene puntos de presión
- ▶ Es cómoda
- ▶ Proporciona apoyo

### Una postura de sedestación bien ajustada ofrece:

- ▶ estabilidad
- ▶ comodidad
- ▶ soporte adecuado y vital
- ▶ libertad de movimiento
- ▶ el usuario puede interactuar con sus amigos

### Nos fijaremos igualmente en que la mejor posición de sedestación posible es:

- ▶ La que mantiene las funciones del cuerpo como la digestión y la respiración.
- ▶ Minimiza el cansancio y estimula la actividad funcional
- ▶ Maximiza la independencia, la comunicación y la actividad



## Los tres elementos principales son

### Base estable

Un soporte adecuado de la pelvis, los muslos y los pies forman la base de la estabilidad.

### Equilibrio

La colocación del tronco, los hombros y en algunos casos la cabeza es crucial para el equilibrio.

### Movimiento

La libertad de movimiento de la cabeza, los brazos y las manos ofrecen la posibilidad de aumentar el movimiento y mejorar su función




# Flamingo<sup>TM</sup>

Flamingo es una silla de wc y baño. Está disponible en 4 tallas y ha sido diseñada para niños y adolescentes.



El asiento es basculante y la inclinación del respaldo se puede ajustar. Flamingo cubre, por tanto, las necesidades especiales que puedan existir en la postura de sedestación. Flamingo es fácil de limpiar y facilita la higiene personal. Se ajusta en altura y se puede adaptar al w.c. o se puede utilizar con una cubeta orinal.

Como versión estándar el asiento de Flamingo se entrega con un respaldo para descanso de talla reducida y con abertura. Para mayor soporte del tronco se pueden montar soportes laterales abatibles o laterales con rellenos que rodean y soportan a los hombros.



### Basculación y inclinación de respaldo

Se bascula y reclina para la mejor posición y comodidad del niño



### Reposapiés ajustable

Se ajusta para asegurar su correcta posición y soporte



### Chasis ajustable en altura

Se ajusta a la altura del cuidador



### Chasis plegable

Se pliega para su almacenaje y transporte



## Tallas

88000x-NL

Flamingo está disponible en cuatro tallas



## Barra cruzada

Hay disponibles dos barras cruzadas



Curvada

## Chasis de aluminio y ruedas con bloqueo




Chasis de aluminio con topes de seguridad en las ruedas para una conducción segura y estable

Bastidor & Ruedas

## Flamingo

Flamingo se puede utilizar sobre el inodoro, con una cubeta orinal, directamente adaptado en el inodoro, como silla de baño, como silla de ducha o reclinada sobre la bañera para el lavado del cabello





## Medidas

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Ancho del asiento (A)	25 cm (10")	28 cm (11")	32 cm (12½")	34 cm (13")
Profundidad del asiento (B)	24 cm (9½")	29 cm (11½")	34 cm (13¼")	40 cm (15½")
Anchura del respaldo (C)	36 cm (14")	38 cm (14¾")	41 cm (16")	47 cm (18½")
Longitud de la tibia (D)	18-26 cm (7-10")	25-35 cm (9¾ -13½")	30-40 cm (11¾ -15½")	30-40 cm (11¾-15½")
Altura del asiento (E)	50-60 cm (19½ -23½")	50-60 cm (19½ -23½ ")	50-60 cm (19½ -23½")	50-60 cm (19½ -23½")
Ancho de los hombros (F)	30 cm (12")	32 cm (12½")	38 cm (15")	40 cm (15½")
Ancho del respaldo	19½ cm (7½")	22 cm (5½")	26 cm (10")	28 cm (11")
Ancho del chasis (G)	44 cm (17")	46 cm (18")	50 cm (19¼")	54 cm (21")
Longitud (H)	66 cm (26")	66 cm (26")	66 cm (26")	66 cm (26")
Altura del chasis con asiento (I)	86 cm (33½")	89 cm (35")	93 cm (36½")	95 cm (37")
Altura del asiento, plegado	24 cm (9½")	26 cm (10")	27 cm (10½")	27 cm (10½")
Longitud del asiento, plegado	37 cm (14½")	40 cm (15½")	43 cm (17")	46 cm (18½")
Altura del chasis, plegado	20 cm (8")	20 cm (8")	20 cm (8")	20 cm (8")
Longitud del chasis, plegado	74 cm (29")	74 cm (29")	74 cm (29")	74 cm (29")
Peso	11 kg (24 lb)	13 kg (29 lb)	14 kg (31 lb)	15 kg (33 lb)
Peso máximo del usuario	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)





## ACCESORIOS



### Reposacabezas

Para una posición y soporte correctos

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Asa de empuje

880110

Proporciona un punto de seguridad para maniobrar la unidad

Talla	Medidas
1	W: 36 cm




### Laterales almohadillados

88011x Proporcionan control

moderado del torso y posicionamiento

Talla	Medidas
1	W:9½ x H:22½ cm
2	W:9¾ x H:24¾ cm
3	W:9¾ x H:27 cm
4	W:9½ x H:32 cm



### Soportes laterales

83325-262

Soportes laterales abatibles para soporte y seguridad adicionales

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Reposabrazos/mesita

88013x Proporciona soporte al antebrazo que se retira durante los traslados

Talla	Medidas
1	W:34¾ x D:23 cm
2	W:37¾ x D:23 cm
3	W:42½ x D:26 cm
4	W:46¾ x D:26 cm



### Reposabrazos

880151

Proporciona soporte a los brazos

Talla única



### Cubeta orinal

88012x

Para su uso fuera del baño

Talla	Medidas
1+2	D:21 x H:18 cm
3+4	D:31 x H:18 cm



### Funda almohadillada de asiento

88016x

Para su comodidad reduciendo el ancho del asiento haciendo que el hueco

estándar sea más estrecho

Talla	Medidas
2	Cushion W:3 cm
3	Cushion W:3 cm
4	Cushion W:3 cm



### Sujeciones para montaje en inodoro

88014x Para el montaje de la Flamingo en un w.c. normal

Talla	Medidas
1	W:29 x D:20 cm
2	W:32 x D:26 cm
3	W:37 x D:30 cm
4	W:39 x D:36 cm



### Chalecos y cinturones

Para una correcta posición y soporte

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas




### Soporte para pantorrillas

880199

Para un mayor soporte y comodidad

Talla	Medidas
1	H:10 x L:106 cm



### Taco abductor

880195, 880196

Talla	Medidas
1-4	Altura desde asiento, H:0 cm



## ACCESORIOS




### Ventosas

880150

Para un montaje seguro y estable en la bañera

**Talla única**



### Relleno del asiento

88018x

Para cubrir la abertura del asiento

Talla	Medidas
1	W:10 x D:13½ cm
2	W:12½ x D:18 cm
3	W:15 x D:23½ cm
4	W:15 x D:28½ cm



### Ruedas

880100-5

Disponibles ruedas grandes para Flamingo

**100 mm**



### Extensión de respaldo

880118+880119

880118	880119
Para tallas 1 y 2	Para tallas 3 y 4
H:10 cm	H:10 cm
L:17-20 cm	L:23-26 cm



### Barra para instalación de la extensión de respaldo

880120

Talla	Medidas
Talla única	L: 20 cm



# heron<sup>TM</sup>

Heron es uno de los asientos para baño y aseo más extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y limpia apariencia ocultan múltiples características funcionales que mejoran la experiencia del baño tanto del usuario como del cuidador.



Heron establece nuevos parámetros para usuarios con necesidades especiales de posicionamiento. El asiento es dinámico, lo que significa que puede bascular y reclinar el respaldo sin comprometer la postura adecuada del usuario. Diseño inteligente significa que al reclinar el respaldo se mantiene el punto de pivote (asiento-respaldo) en relación al eje anatómico de las caderas. Esto proporciona al usuario un mayor confort y una mejor sedestación.

Heron puede utilizarse de forma independiente con una cubeta orinal, directamente sobre el inodoro o bien como silla de baño para la ducha. El suave sistema de regulación de altura, basculación y reclinación aseguran unas condiciones óptimas de trabajo para el cuidador. Para obtener aún mayor seguridad, Heron está equipada con cuatro ruedas con freno y bloqueo.

Heron se distribuye con un respaldo estrecho para facilitar la libertad de movimientos. Para conseguir un soporte y confort adicionales, Heron permite la instalación de controles de tronco pivotantes y de soportes laterales acolchados para los hombros. Heron se distribuye en una única talla.




### Fácilmente adaptable a las condiciones de trabajo

El sistema hidráulico de regulación de altura permite ajustar la altura de Heron entre 51 cm y 78 cm. La regulación de la altura facilita la transferencia del niño a la silla o fuera de ella y proporciona unas óptimas condiciones de trabajo al cuidador.



### Óptimo posicionamiento

Heron cuenta con unas manetas para graduar la basculación y la reclinación fácilmente accesibles, funciones que permiten un óptimo y estable posicionamiento. El rango de basculación del asiento y reclinación del respaldo va de -5° a 25°.



### Asiento confortable

Hemos utilizado un mapa de presiones en el diseño de Heron para minimizar la presión y proporcionar mayor confort al usuario, incluso cuando se utiliza la silla durante un prolongado periodo de tiempo.



### Sujeción completa mientras está sentado

Heron puede adaptarse en un amplio abanico de posibilidades para obtener un soporte postural específico para el usuario con una mínima intervención o bien, si fuera necesario, un soporte total. Reposacabezas, soportes de cadera multiajustables, controles de tronco pivotantes, reposabrazos y mesa están incluidos en una completa gama de accesorios.



## Tallas

880505-01

Heron está disponible en una única talla



## Manetas fácilmente accesibles

Las manetas han sido diseñadas ergonómicamente y son fácilmente accesibles, con ellas podemos controlar las funciones de basculación y reclinación del respaldo



Desbloqueado



Bloqueado

## Ruedas lisas

Las ruedas lisas grandes proporcionan a Heron maniobrabilidad y facilidad de manejo, especialmente en suelos de baño alicatados. Todas las ruedas tienen frenos y sistemas de bloqueo para una segura y estable transferencia



Desbloqueado



Bloqueado

## Acolchado suave y redondeado

El acolchado de Heron ha sido seleccionado para proporcionar un máximo confort, gracias a que contribuye a compensar la temperatura y minimiza la presión.



## Una infinidad de posibilidades

Heron puede utilizarse directamente sobre el inodoro, también puede utilizarse de forma independiente añadiéndole una cubeta orinal o bien como silla de baño para la ducha, e incluso reclinarsse sobre la bañera, por ejemplo para lavar el pelo




Directamente sobre el inodoro (estándar)



De forma independiente con una cubeta orinal (accesorio)



Silla de baño



## Medidas

	Talla única
Ancho del asiento (A)	55 cm (21½")
Seat width with hip supports (accessories)	35 - 49 cm (13½" - 19")
Profundidad del asiento (B)	45 cm (17½")
Anchura del respaldo (F)	29 cm (11¼")
Anchura del respaldo (C)	55 - 62 cm (21½" - 24¼")
Altura del asiento desde el suelo (E)	51 - 78 cm (20" - 30½")
Ancho del chasis (G)	67 cm (26")
Longitud (H)	71 cm (27¾")
Altura del chasis con asiento (I)	108 - 135 cm (42" - 52½")
Basculación del asiento	-5° -> 25° (-5° -> 25°)
Ángulo del respaldo	0° -> 30° (0° -> 30°)
Peso	28 kg (61.5 lb)
Carga máxima	100 kg (220 lb)



## ACCESORIOS



### Reposacabezas

Para alinear y sujetar la cabeza en posición inclinada.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Soportes laterales para hombros

880508-01. Proporcionan estabilidad para la cintura escapular y moderado control de la posición del tronco.

Talla	medidas
Única	W:10 x H:36 cm
48 cm	Anchura del respaldo en la parte superior:



### Acolchados para soportes laterales hombros

880507-04

Para un confort adicional

Talla	medidas
Única	W:10 x H:36 cm



### Controles de tronco pivotantes

83xxx-xxx. Permiten un posicionamiento preciso del tronco.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Reposabrazos

880508-03

Los reposabrazos pueden ayudar al niño a recolocarse y en el momento de la transferencia.

Talla	medidas
Única	W:5 x L:37 x H:25 cm
H:	altura en la parte superior del asiento



### Mesa

880508-04. La mesa puede ser usada como soporte para obtener una posición de aseo más natural, para usuarios con deficiencias para el control superior del tronco o de control de cabeza.

Talla	medidas
Única	W:44 x D:19 cm



### Soportes de cadera

880508-02

Para soporte pélvico y ajuste de la anchura del asiento.

Talla	medidas
Única	W:21 x H:10 cm
Anchura del asiento:	35 - 49 cm



### Cubeta orinal

880130

La cubeta orinal hace posible utilizar Heron como un asiento de inodoro independiente.

Talla	medidas
Única	W:20 x D:34 x H:12,5 cm



### Protección contra salpicaduras

880508-05

Además de su función natural, es ideal para mantener la alineación de las piernas o la gestión de aducción.

Talla	medidas
Única	W:8 x H:13,5 cm



### Acolchados

880507-01, kit completo  
880507-02, respaldo  
880507-03, asiento

Talla única



### Chalecos y cinturones

Para un soporte y un posicionamiento correctos.

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Reposapiés con barra de sujeción en ángulo recto desde las rodillas

880506-01

Para el posicionamiento de las piernas

Talla única	
Longitud tibial	36 - 46 cm



## ACCESORIOS



### Reposapiés con barra de sujeción en ángulo abierto desde las rodillas

880506-02 Para el posicionamiento de las piernas

#### Talla única

Longitud tibial 36 – 46 cm



### Acolchado para reposapiés

880506-12 Protección para las rodillas de usuarios sentados en abducción o en riesgo de sufrir daños por golpear con el chasis al extender la rodilla.

#### Talla única



### Soporte para la pantorrilla

880509-01

Soporte pantorrilla

#### Talla medidas

Única H:10 cm  
H altura de la cinta



### Taloneras

880509-02

Para un correcto posicionamiento del pie.

#### Talla medidas

Única H:4 cm – H1: 5 cm  
H altura de la cinta  
H1 altura desde la plataforma del reposapiés






# swan<sup>TM</sup>

Swan es una silla para el w.c. y baño. La silla es de una suave fibra de vidrio de fácil limpieza. El chasis y las ruedas son de acero inoxidable y con superficies anticorrosivas.



Swan está disponible en siete tallas; ideada para usuarios desde los 2 años hasta adultos de pequeña corpulencia. El chasis soporta el tronco y los hombros y el usuario goza de buena estabilidad en el tronco. La altura del chasis es ajustable, lo que permite al cuidador utilizar el dispositivo con facilidad.



### Basculación

Basculación de 20° para la comodidad del niño y su colocación



### Forma anatómica

Swan posee una forma anatómica perfecta



### Ajustable en altura

Las patas de acero inoxidable se ajustan para acomodarse a la mayoría de los w.c.



### Cubeta orinal

Para su uso fuera del baño

## Tallas

Swan está disponible en siete tallas y dos versiones. Tallas 2 – 3 incluye un taco abductor integrado. Tallas 4- 7 tienen un taco antisalpicaduras extraíble



Abertura

Talla 2 = W: 10½ x D: 15½ cm

Talla 3 = W: 12 x D: 19½ cm



Abertura

Talla 4 = W: 12½ x D: 19 cm

Talla 5 = W: 15½ x D: 25 cm

Talla 6 = W: 15½ x D: 32½ cm

Talla 7 = W: 15½ x D: 31 cm

## Ruedas

Tallas 2-3 se entregan sin ruedas, tallas 4-7 con ruedas




Sin ruedas (talla  
1+2+3)




Con ruedas (talla  
4+5+6+7)

## Fibra de vidrio

Fácil de limpiar, superficie resistente al agua





## Medidas

	Talla 2	Talla 3	Talla 4	Talla 5	Talla 6	Talla 7
Ancho del asiento (A)	20 (7¾")	23 (9")	25 (9¾")	30 (11¾")	34 (13¼")	41 (16")
Ancho del asiento, delantera (A1)	30 (11¾")	34 (13¼")	36 (14")	38 (14¾")	43 (16¾")	48 (18½")
Profundidad del asiento (B)	27 (10½")	32½ (12¾")	32½ (12¾")	38 (14¾")	46 (18")	46 (18")
Anchura del respaldo (C)	38 (14¾")	42 (16½")	40 (15½")	48 (18½")	57 (22")	57 (22")
Altura del asiento con ruedas (E)	37-53 (14½-20½")	48-64 (18¾-25")	48-64 (18¾-25")	48-64 (18¾-25")	48-64 (18¾-25")	48-64 (18¾-25")
Altura del asiento, sin ruedas	28-44 (11-17")	39-55 (15½-21½")	39-55 (15½-21½")	39-55 (15½-21½")	39-55 (15½-21½")	39-55 (15½-21½")
Ancho del respaldo, hombros (F)	22½ (8¾")	25 (9¾")	31 (12")	39 (15½")	46 (18")	49 (19")
Ancho del respaldo, caderas	24 (9¾")	25½ (10")	28 (11")	31 (12")	35½ (13¾")	43 (16¾")
Ancho con ruedas (G)	49½ (19¾")	53½ (20¾")	53½ (20¾")	53½ (20¾")	57½ (22½")	65½ (25½")
Ancho sin ruedas	46 (18")	50 (19½")	50 (19½")	50 (19½")	54 (21")	62 (24¼")
Largo con ruedas (H)	46 (18")	57 (22")	57 (22")	57 (22")	62 (24¼")	62 (24¼")
Largo sin ruedas	39 (15")	50 (19½")	50 (19½")	50 (19½")	55 (21½")	55 (21½")
Altura con ruedas (I)	68-84 (26½-32¾")	79-95 (30¾-37")	71-87 (27¾-34")	78-94 (30½-36¾")	86-102 (33½-39¾")	86-102 (33½-39¾")
Altura sin ruedas	59-75 (23-29¾")	70-86 (27¼-33½")	62-78 (24¼-30½")	69-85 (27-33¼")	77-93 (30-36¼")	77-93 (30-36¼")
Peso	8 kg (17,5 lb)	9,5 kg (21 lb)	8,5 kg (18,5 lb)	9,5 kg (21 lb)	10,5 kg (23 lb)	11,5 kg (25,5 lb)
Abertura	W: 10½ x D: 15½ (W: 4 x D: 6")	W: 12 x D: 19½ (W: 4¾ x D: 7¾")	W: 12½ x D: 19 (W: 5 x D: 7½")	W: 15½ x D: 25 (W: 6 x D: 9¾")	W: 15½ x D: 32½ (W: 6 x D: 12¾")	W: 15½ x D: 31 (W: 6 x D: 12")
Peso máximo del usuario	30 kg (66 lb)	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)	80 kg (176 lb)	90 kg (198 lb)	110 kg (242 lb)
Ángulos	18°	18°	27°	22°	20°	20°



## ACCESORIOS



### Reposacabezas

9903145-00

Para un correcto soporte y posicionamiento

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Asa de empuje

880110

Proporciona un punto de seguridad para maniobrar la unidad

Talla única



### Funda almohadillada

8711x

Antimanchas. Fácil de limpiar las superficies almohadilladas



### Chaleco recto/cruzado

89111-x40

Para una correcta posición y soporte

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



### Mesa, PVC

87034

Proporciona soporte al antebrazo

Talla	Medidas
2	W:55 x D:36 cm
3+4+5	W:60 x D:41 cm
6	W:63 x D:46 cm



### Mesa, madera

8703x

Proporciona soporte al antebrazo

Talla	Medidas
7	W:66 x D:45 cm



### Cubeta orinal

88012x

Para su uso fuera del baño



### Taco abductor antisalpicaduras

87154

Sólo para tallas 4+5+6+7

Talla única



### Ruedas

87100-20

Ruedas bloqueables para transporte seguro

75 mm PVC gris



### Barra para reposapiés

8702x

Garantiza la postura y soporte correctos

Talla	Medidas
Único	L: 25 cm
Único	L: 35 cm
Único	L: 50 cm



### Reposapiés

8712x

Garantiza la postura y soporte correctos

Talla	Medidas
1	W:9½ x D:16 cm
2	W:12 x D:18½ cm
3	W:13½ x D:21½ cm



### Reposapiés

8712x

Garantiza la postura y soporte correctos

Talla



## ACCESORIOS



**Ruedas**  
87100-SH

100mm acero inoxidable



nothing compares to a smile



# manatee<sup>TM</sup>

Manatee ha sido diseñada para proporcionar tanto a cuidadores como a usuarios una estupenda experiencia en el baño.



La silla-tumbona de baño está diseñada para sentar al usuario en la postura correcta. La profundidad del asiento se puede ajustar permitiendo a la silla de baño “crecer” con el niño proporcionándole muchos años de uso. Los ajustes y accesorios se colocan de forma lógica para permitir que las condiciones de trabajo del cuidador sean buenas.

Manatee es una silla de baño ideal para niños a partir de 1 año de edad. No todos los niños son iguales por lo que es importante utilizar la tabla de medidas para encontrar la talla correcta.



33-40 cm



22-47 cm



43-64 cm



max.75 kg



### Profundidad del asiento ajustable

Ajusta la profundidad del asiento acorde al crecimiento del niño



### Respaldo y reposapiernas ajustables

Permite ajustes en el respaldo y en la parte baja del soporte para piernas con sólo tirar de una cuerda o presionar un botón



### Reposacabezas/soporte lateral

Proporciona soporte y comodidad al niño en el momento del baño. Puede usarse para soportar cabeza o tronco



### Cinturón pélvico ajustable

Asegura al niño en Manatee



## Tallas


8820xx

Manatee está disponible en tres tallas




## Colores de las fundas

Manatee está disponible en dos colores diferentes. Talla 0 sólo disponible en azul



Rojo




Azul

## Ajustes de altura y variaciones



Manatee puede llegar a tan sólo 13 cm del fondo de la bañera. Es ligera y se pliega quedando totalmente plana para su almacenaje. igualmente el asiento se puede colocar directamente en la bañera



## Medidas

	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Ancho del asiento (A)	33 cm (12¾")	33 cm (12¾")	33 cm (12¾")	40 cm (15½")
Profundidad del asiento (B)	22 & 25 cm (8½-9¾")	30-37 cm (11¾-14½")	39-46 cm (15¼-18")	40-47 cm (15½-18¾")
Anchura del respaldo (C)	43 cm (16¾")	43 cm (16¾")	58 cm (22½")	64 cm (25")
Longitud de la tibia (D)	28 cm (11")	28 cm (11")	35 cm (13¾")	35 cm (13¾")
Altura del asiento (E)	14-43 cm (5½-16¾")	14-43 cm (5½-16¾")	14-43 cm (5½-16¾")	14-43 cm (5½-16¾")
Ancho total (G)	42 cm (16½")	42 cm (16½")	42 cm (16½")	49 cm (19")
Longitud, plegado	103-110 cm (40-43")	110-117 cm (43-45¾")	136-143 cm (53-55¾")	144-151 cm (56-58¾")
Altura, plegado	13 cm (5")	13 cm (5")	13 cm (5")	13 cm (5")
Peso	5½ kg (12 lb)	5½ kg (12 lb)	6 kg (2¼ lb)	7 kg (15½")
Peso máximo del usuario	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)		75 kg (165 lb)

	Bastidor ajustable de la altura	Bastidor básico
Ancho del chasis	59 cm (23")	43½ cm (17")
Longitud del chasis	98 cm (38¾")	99-111 cm (38½-43¾")
Altura	- (-)	27 cm (10½")
Altura, mínima	38 cm (14¾")	- (-)
Altura, mínima, con silla	76 cm (29¾")	- (-)
Peso máximo del usuario		75 kg (165 lb)
Altura, media	44 cm (17")	- (-)
Altura, media, con silla	84 cm (32¾")	- (-)
Altura, máxima	48 cm (18¾")	- (-)
Altura, máxima, con silla	90 cm (35¾")	- (-)
Altura del chasis, plegado	21 cm (8")	- (-)
Peso del chasis	8 kg (17,5 lb)	2 kg (4,5 lb)
Carga máxima sobre el chasis	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)





## ACCESORIOS

**Cincha para tronco**


883025 - 883075

Para una postura y soporte correctos

**Taco abductor**

883045 - 883095

Evita la aducción de las piernas del usuario y posiciona mejor las piernas

**Soportes para piernas**

883055 - 883105

Proporciona un control y una posición precisa de las piernas

**Cojines para cabeza  
osoportes laterales**

Talla	Medidas
-------	---------

0+1+2	88301x
-------	--------

3	88306x
---	--------

**Chasis - Versión básica**

882101

Para una mejor posición de trabajo para el cuidador. Se puede colocar en la bañera

**Chasis - altura regulable**

882100

Para una mejor posición de trabajo para el cuidador. Se puede colocar en la ducha

**Red**

88210x

Para chasis de altura regulable

**Anclajes para la pared**


882110

Para chasis de altura regulable



## Funda

Escoja entre los diferentes colores y diseños 99xxxx-XX



Sin funda XX=00



Confort XX=14



Confort XX=15



Confort XX=18



Decutex XX=83



Trevira CS XX=84



ABC XX=70



Mesh (sólo para los reposacabezas ajustables) XX=85

## Reposacabezas

Escoja entre las distintas formas de reposacabezas 99XXxxx-xx



Reposacabezas nº 1  
XX=01



Reposacabezas nº 2  
XX=03




Reposacabezas nº 3  
XX=05



Reposacabezas nº 4  
XX=06



Gris PU X=1



Blanco PU X=1

## Colores

Escoja el color PU 99xxXxx-xx

## Sistemas de barra

Escoja entre los diferentes sistemas de barra de reposacabezas de acero inoxidable 99xxxx-XX




Sistema de barra  
Swan horizontal  
XX=1X, XX=2X



Sistema de barra  
Swan vertical XX=X1,  
XX=X2




Sistema de barra  
de acero inoxidable  
XX=48, XX=47



Sistema de barra Tur-  
tle, pequeño XX=45




## Medidas



### Reposacabezas n°1

Reposacabezas estrecho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios pequeños que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla	Medidas
único	A:10 x B:12 x C:12 cm



### Reposacabezas n°2

Reposacabezas ancho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla	Medidas
único	A:10 x B:16 x C:11 cm



### Reposacabezas n°3

Reposacabezas estrecho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla	Medidas
único	A:10½ x B:13 x C:15 x D:8 cm



### Reposacabezas n°4

Reposacabezas ancho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios con mejor control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla	Medidas
único	A:10 x B:15 x C:7 cm



### Reposacabezas n°7+8

Reposacabezas sin laterales. Especialmente utilizado como soporte para tronco y extensión del respaldo. Con relleno de espuma y tapizado


N°	Medidas
7	
87	A:10 x B:25 cm
8	A:9 x B:16 cm



### Reposacabezas anatómico para cabeza

Posiciona la cabeza correctamente


N°	Medidas
1	A:13 x B:12 x C:17 cm



### Reposacabezas anatómico para cabeza


Disponible en tres tallas

Talla	Medidas
S	A:14½ x B:14 x C:24 cm
M	A:15½ x B:14 x C:26 cm
L	A:17 x B:14 x C:32 cm



### Cinta para cabeza


Talla única



### Reposacabezas ajustable


Disponible con o sin altavoces

Talla	Medidas
único	A: 12 x B: 15 x C: max. 24 cm



### Reposacabezas ajustable con dos o cuatro laterales


Talla	Medidas
único	A: 12 x B: max. 24 x C: max. 20 cm



### Sistema de barra Turtle, pequeño

Disponible en acero y acero inoxidable

Medidas
A: 13 cm
B: 10-22 cm




### Sistema de barra Turtle, grande

Disponible en acero

Medidas
A: 26 cm
B: 10 - 22 cm

## Medidas




### Sistema de barra Swan, horizontal

Disponible en acero y acero inoxidable

#### Medidas

L: 10 cm  
L: 20 cm




### Sistema de barra Swan, vertical

Disponible en acero y acero inoxidable

#### Medidas

H: 19 cm  
H: 34 cm




### Sistema de barra lisa, acero inoxidable

Disponible en acero inoxidable

#### Medidas

H: 23 cm  
H: 37 cm



### I-to-I anclaje

Disponible en acero

#### Medidas

H: 12 cm



[illegible]

[illegible]



Distribuidor autorizado



**AyudasDinámicas**

[www.ayudasdinamicas.com](http://www.ayudasdinamicas.com)

**Ayudas Tecno Dinámicas S.L.** Llobregat 12 - 08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74 Barcelona (España)