

adas
MOBILITY



GO-CHAIR

La silla eléctrica GO-CHAIR ha sido especialmente diseñada para ser usada donde el espacio es un problema. Además llévatela de viaje desmontándola en cuatro partes fácilmente manejables.

Aumenta la capacidad de maniobra en espacios reducidos con la precisión que te ofrece el joystick.

Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar su facilidad de uso.

La silla GO-CHAIR es perfecta para viajar.



Desmontable

Ligera y compacta

Máxima maniobrabilidad



- Controles de conducción intuitivos y precisos

- Respaldo y asiento acolchados para un mayor confort

- Asiento regulable en altura de 50 a 55cm

- Reposabrazos ajustables y abatibles

- Cesta portaobjetos incluida

- Reposapiés plegable

- Ruedas antipinchazos sin mantenimiento



Características

- Disponible en



Rojo



Azul

- Desmontable en 4 Partes



Especificaciones Técnicas

Modelo	GOCHAIR
Longitud	69*/83cm
Ancho total	55cm
Ancho asiento	45cm
Altura libre al suelo	3,5cm
Radio de giro	69cm
Grados de inclinación	5° o 8,7%
Ruedas delanteras	120mm
Ruedas traseras	200mm
Potencia motor	180w
Baterías	2 x 12v 12Ah
Velocidad máxima*	5,6km/h
Autonomía*	12km
Peso total	44kg
Peso máximo de carga	115kg

* Medida sin reposapiés

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso)