

# INOVIA Low



## AD 967 INOVIA Low

El diseño más elegante y discreto para la cama más versátil y de mayores prestaciones del mercado. La cama que baja más de la gama, hasta 22 cm para prevención de caídas y confort. Máxima protección del paciente: sistema 24 voltios y capacidad de carga de 225 kg.



Altura mínima de 22 cm

Altura mínima de 22 cm para una entrada más fácil y cómoda y para la prevención de caídas. Personas con demencia pueden dormir sin barandillas ni sujeciones al no poder incorporarse de camas tan bajas sin ayuda. Extraordinario rango de elevación de 55 cm.

### Producto adecuado para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones

Las camas bajas se diseñaron desde el punto de vista de la dignidad del paciente, para impedir el vagabundeo nocturno de personas con demencia sin utilizar sujeciones. Además una cama baja reduce el riesgo de lastimarse en caso de caída.



#### 24 voltios en la cama

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de € 15 por cama / año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar sólo cada 10 años.

### Elegante asidera ergonómica de madera maciza



225 kg

**Prevención de caídas.** Las barandillas tienen una altura de 43 cm por lo que se pueden colocar colchones y sistemas anti escaras de hasta 23 cm dentro de los márgenes de seguridad.



#### Mando

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones. La función de la postura más cómoda está contemplada en el mando y se adopta con un botón.



**Posición Confort.** Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones que se parece a estar sentado y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón.



**Ruedas.** Las ruedas se frenan por pares, independientemente de la posición del somier.

## AD 684



## RC 910



**Mesita** opcional: Práctica mesita que se coloca sobre las barandillas y se cuelga a los pies de la cama cuando no se usa.

**Protector de barandillas** opcional: Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.

**Trapeo** opcional REF: A 964