


Trotter

La silla de posicionamiento plegable y ligera que proporciona soluciones de transporte



Unos simples ajustes, nos permitirán que la silla crezca junto con nuestro pequeño

- Ruedas delanteras de 20 cm y ruedas traseras de 20 cm con freno de pie.
- Cinturón pélvico de posicionamiento y arnés "H" de cinco puntos con correas acolchadas. La correa acolchada y reversible aumenta la comodidad del usuario: por un lado es imitación de lana de oveja y por el otro es de terciopelo.
- Crash Test para transporte: ha superado una prueba de choque frontal realizada con un maniquí de 130 lb a una velocidad de 30 mph.
- Reposapiés abatibles ajustables y extraíbles que se ajustan de forma independiente.
- Ángulo de asiento ajustable - 15° y 22°.
- Ángulo del respaldo ajustable - 85°, 90° y 95°.
- Tela negra lavable.
- Profundidad de asiento ajustable.
- Marco ligero y plegable con correa para mantenerla fija.

Disponible en cuatro tallas con una amplia gama de accesorios opcionales

Referencia	Ancho asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Asiento al suelo	Peso	Carga máx.
TR 1200	30 cm	30 - 35 cm	51 cm	56 cm	8,6 kg	34 kg
TR 1400	35 cm	33 - 38 cm	58 cm	56 cm	9,5 kg	45 kg
TR 1600	41 cm	35 - 41 cm	61 cm	56 cm	11 kg	77 kg
TR 1800	46 cm	38 - 43 cm	64 cm	58 cm	13 kg	113 kg

Asegúrese de que sus medidas entran en el rango de centímetros indicados

accesorios



Extensión para cabezal
Ref.: TR 8021



Cabezal lateral acolchado
Ref.: TR 8022



Mochila
Ref.: TR 8023



Bandeja de apoyo
Ref.: TR 8024



Chaleco torso completo
Ref.: TR 8025



Capota
Ref.: TR 8026



Soporte lateral y correas
Ref.: TR 8027



Posicionador pie y tobillo
Ref.: TR 8028



Anclajes para transporte
Ref.: TR 8029

Extensión para cabezal

Fabricado en nylon negro, es regulable en ancho y en alto. Proporciona apoyo adicional a los usuarios más altos. Utilizado para ir en transporte, ya que previene el riesgo de latigazos cervicales en accidentes.

Cabezal lateral acolchado

Proporciona apoyo extra lateral a la cabeza.

Mochila

Mochila con cremalleras que se cuelga en el respaldo.

Bandeja de apoyo

Bandeja fácil de limpiar con pequeños soportes laterales que impiden que se vuelquen los objetos que estén en ella. Estabiliza el tronco y es ideal para la alimentación.

Chaleco torso completo

Chaleco ajustable que proporciona apoyo y mantiene una correcta postura corporal y alineación. Sustituye al arnés en forma de H.

Capota

De altura regulable y extraíble proporciona protección contra el sol o la lluvia, e incluye un panel transparente para la visibilidad.

Soporte lateral y correas

Correa ajustable y extraíble que proporciona soporte lateral.

Posicionador de pie y tobillo

Ayuda a posicionar los pies y tobillos.

Anclajes para transporte

Con 4 puntos de sujeción para tomar el autobús.

Distribuidor autorizado

AyudasDinámicas

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12
08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)



ISO 13485 Sistema de gestión de la calidad aplicable a dispositivos médicos