



AyudasDinámicas

Soporte estabilizador de antebrazo para hemiplejía


Ficha Técnica

Especialmente diseñado para el descanso del antebrazo de personas con hemiplejía.


Se monta sobre el reposabrazos de la silla de ruedas.

Fabricado en Poliuretano, cálido al tacto y blando.

Sistema modular que permite diferentes configuraciones según las necesidades de cada persona.




Ejemplo1: soporte + reposamanos plano



Ejemplo2: soporte + módulo de extensión + reposamanos derecha


Ref.: PU-HEMI-1-S

Estabilizador / Posicionador de antebrazo




Ref.: PU-HEMI-4-S

Módulo extensión 95 mm



Ref.: PU-HEMI-2-S

Reposamanos plano





AyudasDinámicas

Soporte estabilizador de antebrazo para hemiplejia

Ficha Técnica



Ref.: PU-HEMI-3L / PU-HEMI-3R


Reposamano anatómico izquierdo

Reposamano anatómico derecho



Ref.: U-BEF-HEMI-P

Soporte giratorio del sistema de apoyo



Ref.: U-BEF-HEMI-P-2

Soporte fijo del sistema de apoyo

