



Ultralight

Una silla eléctrica ultraligera que combina un peso excepcionalmente reducido de sólo 16,3 kg con las prestaciones de una silla de alto rendimiento. Su diseño ultracompacto y plegable facilita el transporte y el almacenamiento, mientras que su chasis de aluminio con tubo cuadrangular aporta una estructura más firme, estable y resistente, manteniendo una gran ligereza.



Baterías de litio extraíbles

Con una batería de iones de litio de **10 Ah**. Permite una carga cómoda y flexible: puede cargarse directamente en la silla o extraerse para cargarla por separado mediante su propia toma de carga. Segunda batería de **10 Ah (Opcional)**.

Homologada para el transporte aéreo

Puedes llevarte la silla eléctrica de viaje, ya que su batería de iones de litio de 10 Ah está homologada por la IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) para su transporte en avión.

Descubre las ventajas

Mando de acompañante de serie

Incluye un mando de acompañante de serie con joystick direccional para que el acompañante pueda tomar control de la silla. Este mando de acompañante prevalece sobre el mando del usuario, ofreciendo mayor seguridad en cualquier situación.



Maniobrabilidad

Es la silla eléctrica más estrecha del mercado. Su diseño compacto y su radio de giro reducido facilitan la conducción en pasillos, ascensores, viviendas y espacios con poco margen de maniobra, ofreciendo una movilidad sin límites.

Motores brushless

Sus dos motores brushless de 250 W ofrecen una conducción potente, suave y silenciosa, tanto en interior como en exterior. Al no llevar escobillas, requieren menos mantenimiento y transmiten la potencia directamente a las ruedas traseras para una respuesta eficiente y segura.

Chasis ligero y resistente

Su chasis de aluminio con tubo cuadrangular ofrece una estructura más sólida, estable y eficiente. Un diseño que mejora la robustez y disminuye el peso total de la silla, consiguiendo una silla más firme, ligera y manejable en el uso diario e intensivo.



Adaptabilidad

Los reposabrazos regulables en altura, de 22 a 30 cm, y el respaldo con tensores ajustables permiten adaptar la silla a la postura de cada usuario, favoreciendo un posicionamiento cómodo, estable y correcto, incluso utilizando distintos tipos de cojín.

Silla eléctrica plegable

De serie: luces LED, batería de 10 Ah de litio, ruedas antivuelco y mando de acompañante.

Peso

16,3 kg (sin reposapiés y sin batería)

Dimensiones

Anchura total: talla de asiento + 8 cm.
 Longitud total: 96 cm.
 Altura total: 91 cm
 Anchura del asiento: 42 / 44 cm
 Profundidad del asiento: 45 cm
 Altura del asiento: 49,5 cm
 Altura del respaldo: 47 cm
 Ruedas delanteras: 8" macizas

Materiales

Chasis: aluminio
 Asiento / respaldo: espuma HR
 Reposabrazos: poliuretano
 Ruedas: poliamida / TPE, con rodamientos de alta calidad

Item no.
R130

Rendimiento

Motor: 2 x 250W (sin escobillas)
 Baterías: 10 Ah litio (LiFePO4) con opción a segunda batería de 10 Ah
 Velocidad: 6,5 km/h
 Autonomía: 15 km / 30 km
 Pendiente máxima: 6°
 Radio de giro: 54 cm
 Tracción: trasera
 Peso máximo de usuario: 130 kg / 287 lb



max 130 kg
 max 287 lbs



Limpieza manual: Limpiar el producto con un agente de limpieza sin disolventes, con un pH entre 6-9, o con una solución desinfectante al 70 %.

Colores

Negro mate con llantas plateadas