## **CLASSIC PLUS**


## AD 975 CAMA PARA USO INTENSIVO CLASSIC PLUS

Cama electrónica con carro elevador, de altura regulable de 40 cm a 80 cm.

Classic Plus es una cama robusta y resistente, especialmente configurada para soportar un uso intensivo y para facilitar el trabajo del cuidador. Evita dolores de espalda y permite trabajar en las mejores condiciones.

Cómoda y ergonómica: somier de 4 planos con lamas de madera.

Fácil de transportar y de montar, sin herramientas.



## CLASSIC

## **AD 971** CAMA ELECTRÓNICA DE ALTURA GRADUABLE CLASSIC

Cama electrónica con somier de 4 planos y carro elevador, de altura regulable de 40 cm a 80 cm. Robusta y resistente, diseñada para soportar un uso intensivo y para facilitar el trabajo del cuidador al que permite trabajar en las mejores condiciones a la vez que le evita dolores de espalda.

Versátil, ya que se puede configurar para adaptarla a los cambios en las circunstancias del paciente o a las diferentes necesidades de la institución. Se le pueden acoplar diferentes tipos de barandillas, trapecio, cabezales.

Fácil de transportar y de montar sin herramientas.

Dimensiones totales: 90 cm x 200 cm.



175 kg