

GALA

AD 985 M GALA 90 cm x 200 cm

AD 985 L GALA 105 cm x 200 cm

Altura variable manualmente de 31 cm a 46 cm para adaptarse a diferentes individuos y necesidades.

Somier de lamas de madera de 4 planos de apoyo controlado por un mando a distancia.

Estructura muy resistente, diseñada específicamente para su utilización en instituciones, para la asistencia domiciliaria así como para el alquiler.

OPCIONES:

- Cabezal y piecero de madera.
- Barandillas abatible.
- Trapecio.



Altura graduable
manualmente
de 31 a 46 cm

150 kg

DIMENSIONES TOTALES

AD 985 M 90 cm x 200 cm

AD 985 L 105 cm x 200 cm

Fácil de montar y fácil de guardar

El somier se desmonta en dos mitades para facilitar su transporte que puede ser realizado por una sola persona.

