



Ayudas Dinámicas

adas
grup



hopla alvema

La capacidad de entrenar jugando

El caminador Hopla está disponible en 2 tallas. Totalmente ajustable con una amplia gama de accesorios y un sin fin de posibilidades. Su hijo puede encontrar su posición para el desarrollo de un patrón para caminar y un correcto control postural, tanto en su casa, en la escuela o en la guardería. Hopla está diseñado para los niños que necesitan una ayuda para su desarrollo.



La barra le da a su hijo una posición más vertical y sirve como un soporte del antebrazo.



El anillo da tanto apoyo y seguridad, así como alentar al niño a fin de mantener el equilibrio.



El apoyo para la espalda ayuda estabilizar las caderas y evitar el deslizamiento hacia atrás o de lado a lado.



Elija el sillín más adecuado entre el standard o el de forma de banana, para desarrollar su propio patrón de la marcha.



La maneta de empuje es útil para controlar la velocidad de marcha.



El soporte del tronco está disponible en dos tamaños para empezar a lograr una mayor posición hacia adelante.



El separador de piernas es un complemento ideal para evitar que se crucen las piernas en la marcha del niño.

Tabla de medidas:

Talla	Pequeña	Grande
Diámetro interior del anillo	25,5 cm	25,5 cm
Altura del suelo al anillo	46-63 cm	66-83 cm
Largo total	86 cm	96 cm
Ancho total	69 cm	76 cm
Diámetro de ruedas	13 cm	13 cm
Peso máximo	35 kg	35 kg
Altura máxima del usuario	110 cm	135 cm
Peso del caminador	9,2 kg	9,6 kg

Material

Durante el proceso de fabricación se han usado pinturas no tóxicas. Todos los componentes del caminador son ignífugos. El chasis está fabricado en aluminio y algunos componentes son de hierro. Los cojines son de fácil limpieza.

Accesorios:

- 60201000 COJIN PARA ASIENTO
- 60201100 SILLIN STANDARD
- 60201105 SILLIN CURVADO "BANANA"
- 60201200 SOPORTE TRONCO HOPLA AD274S (PEQUEÑO)
- 60201205 SOPORTE TRONCO HOPLA AD274G (GRANDE)
- 60201300 BARRA SEGURIDAD
- 60201400 SOPORTE TRASERO HOPLA AD247S (PEQUEÑA)
- 60201405 SOPORTE TRASERO HOPLA AD247G (GRANDE)
- 60201406 RESPALDO (SIN ASIENTO)
- 60201500 SEPARADOR DE PIERNAS
- 60201600 MANETA PARA EMPUJAR
- 60201700 RECAMBIO LLAVE DE REGULACIÓN