

Cómoda Swift

El modelo de cómoda Swift Commode facilita la situación para las personas que requieren un inodoro cerca de la cama. Se trata de una silla modular y con altura regulable y acolchado desmontable para el asiento y respaldo. El orinala dispone de una tapa con asa y se extrae fácilmente desde arriba. Como con otros productos de la familia Swift, la cómoda está diseñada teniendo en mente el control de infecciones, la funcionalidad y la simplicidad.



Con el acolchado, la cómoda Swift tiene un diseño discreto y es cómoda de usar al vestirse y desvestirse.

Múltiples funciones

Además de la función de cómoda, la Cómoda Swift puede usarse también como silla de ducha o encima del inodoro como un elevador de WC.

La cómoda Swift es estable, pero a la vez cuenta con flexibilidad incorporada que permite que las cuatro patas se sostengan con firmeza incluso si el suelo es desigual. El asiento de la cómoda Swift puede ajustarse ligeramente en ángulo para facilitar que el usuario se levante de la silla. Asimismo, el respaldo y los reposabrazos pueden extraerse fácilmente si es necesario.

Fácil de manejar

La cómoda Swift es fácil de montar, manejar y limpiar. Su peso ligero hace que sea fácil de mover, y que pueda trasladarse directamente hasta la ducha para una limpieza fácil. El orinal integrado tiene una tapa sujetable firmemente que se bloquea cuando el asa se encuentra en posición vertical.

Montar y ajustar la altura de la cómoda Swift es muy sencillo, pues no se requieren herramientas. El producto viene en embalaje plano, junto con la cubeta y los cojines.

El orinal con tapa está integrado en la superficie del asiento.



Descripción	Artículo n°
Cómoda Swift	8170 2030
Dimensiones	Ancho total: 56 cm Ancho de asiento: 54 cm Altura asiento mín-máx. 42-57 cm Ancho entre los reposabrazos: 45 cm
Material	Polipropileno y aluminio
Peso	5,4 kg
Color	Gris

Accesorio



Plata para el jabón	Artículo n°
Gris	8020 9266



Limpie el producto con un agente limpiador sin disolventes (nivel de pH 6-9), o con una solución de desinfectante al 70%. Puede descontaminarse a un máx. 85 °C si así se requiere.