



**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

## DESPIECE

**AD688B** MESITA AUXILIAR PLEGABLE BLANCA.

**AD688M** MESITA AUXILIAR PLEGABLE MARRÓN.



**A688-04** TABLERO BLANCO CON SOPORTE.



**A688-05** TABLERO MARRÓN CON SOPORTE.



**A688-06** ARANDELA Y PAR CASQUILLOS DE SOPORTE TABLERO.



**A688-07** TAPÓN PATAS.




**A688-08** RUEDA CON FRENO.



**A688-09** TIRADOR REGULACIÓN DE ALTURA.



**A688-10** POMO REGULACIÓN  
ALTURA/ SOPORTE TABLERO .



**A688-11** TAPÓN REDUCTOR  
MÁSTIL.



**A688-12** TIRADOR DE  
INCLINACIÓN TABLERO Y MÁSTIL.