

HOJA DE PEDIDO - MINI STANDY

bipedestador

| | |
|----------------------------|---------------------|
| DISTRIBUIDOR/AGENTE | Fecha de pedido: |
| | Fecha de entrega: |
| | Nombre del usuario: |



Incluye la mesa y las ruedas

Marcado CE

F
U
N
C
I
O
N
E
S

- CHASIS pintado con pinturas en polvo epoxi, no tóxicas y con piezas regulables cromadas.
- MESA de madera multicapa regulable en altura, inclinación y profundidad y también desmontable.
- SOPORTES de RODILLAS regulables en altura, anchura, profundidad y en sentido de rotación.
- SOPORTES de TALONES regulables en anchura y profundidad.
- REPOSAPIÉS de madera multicapa.
- SOPORTE PÉLVICO de circunferencia con velcro, altura regulable; también se puede regular el sentido antero-posterior.
- SOPORTE TORÁCICO (solo para las medidas 2 y 3) de circunferencia con velcro y altura y antero posterior regulables.
- RUEDAS macizas, diám. 75 mm, traseras con frenos. Las ruedas permiten desplazar el dispositivo de una habitación a la otra, con el niño en él.


Para seleccionar la opción deseada marque el cuadrado blanco

M
E
D
I
D
A
S

- Mini Standy 1** **Mini Standy 2** **Mini Standy 3**



¡Atención!
Lea atentamente el manual de uso y mantenimiento.




DIMENSIÓN DEL USUARIO

- Mini Standy 1: de 75 a 105 cm
- Mini Standy 2: de 100 a 120 cm
- Mini Standy 3: de 115 a 150 cm

- A) Altura cresta iliaca - suelo
- B) Altura axilas - suelo
- C) Altura usuario

IMPORTANTE:
Asegúrese de que sus medidas para A y B, entran en el rango de centímetros del apoyo pélvico y axilar del esquema adjunto.



| Medidas | Carga máxima | Peso | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------|--------------|-------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|
| Mini Standy 1 | 35 kg | 17 kg | 60 cm | 19-31 cm | 44-56 cm | ----- | 49-73 cm | 60 cm | 74-83 cm | 56 cm |
| Mini Standy 2 | 45 kg | 21 kg | 65 cm | 19-38 cm | 55-68 cm | 70-90 cm | 58-88 cm | 70 cm | 78-88 cm | 60 cm |
| Mini Standy 3 | 55 kg | 23 kg | 70 cm | 19-48 cm | 65-85 cm | 85-110 cm | 69-100 cm | 80 cm | 83-93 cm | 65 cm |

Notas:

.....

.....

.....