

# HOJA DE PEDIDO - OBI

## silla de paseo

DISTRIBUIDOR/AGENTE	Fecha de pedido:
	Fecha de entrega:
	Nombre del usuario:



Certificado por **CERAH Francia**  
Marcado **CE**

**F**  
**U**  
**N**  
**C**  
**I**  
**O**  
**N**  
**E**  
**S**

- **Chasis** plegable, pintado con pinturas en polvo epoxi no tóxicas.
- **Cojín** extraíble, tapizado con tela de microfibra ignífuga.
- **Respaldo** reclinable.
- **Asiento** rígido fijo.
- **Apoyapiés** regulable y rebatible.
- **Frenos de tambor**
- **Ruedas** delanteras macizas de 17,5 cm y traseras neumáticas de 30 cm con función de amortiguadores.


Para seleccionar la opción deseada marque el cuadrado blanco

**M**  
**E**  
**D**  
**I**  
**D**  
**A**  
**S**

- OBI-2
- OBI-3
- OBI-4

Color del chasis: **azul**

Color del tapizado: **rosa, verde y azul** (combinado)



Medidas	Carga máxima	Peso total	A	B	C	D	E	G	H	I	L	M
<b>OBI-2</b>	50 kg	17,4 kg	62 cm	33 cm	30 cm	23-35 cm	18°	60 cm	97 cm	99 cm	92 cm	50 cm
<b>OBI-3</b>	60 kg	18,5 kg	68 cm	37 cm	36 cm	29-44 cm	18°	62,5 cm	103 cm	109 cm	95 cm	46 cm
<b>OBI-4</b>	70 kg	20,1 kg	76 cm	41 cm	40 cm	32-47 cm	18°	66,5 cm	105 cm	124 cm	103 cm	51 cm

<b>A</b> <b>C</b> <b>E</b> <b>S</b> <b>O</b> <b>R</b> <b>I</b> <b>O</b> <b>S</b>	<input type="checkbox"/> <b>812</b> Bloqueo direccional de ruedas delanteras	<input type="checkbox"/> <b>816</b> Controles laterales	<input type="checkbox"/> <b>817</b> Cintas inguinales	<input type="checkbox"/> <b>818</b> Funda térmica	<input type="checkbox"/> <b>819</b> Capota	<input type="checkbox"/> <b>824</b> Mesa con hueco
	<input type="checkbox"/> <b>825</b> Funda de lluvia Montar solo después de colocar la capota 819	<input type="checkbox"/> <b>827</b> Correas reposapiés	<input type="checkbox"/> <b>828</b> Correa abdominal	<input type="checkbox"/> <b>834</b> Abductor acolchado	<input type="checkbox"/> <b>835</b> Cabezal con protecciones parietales	<input type="checkbox"/> <b>837</b> Mesa normal
	<input type="checkbox"/> <b>839</b> Barra de apoyo frontal	<input type="checkbox"/> <b>853</b> Tirantes de 4 puntos	<input type="checkbox"/> <b>858</b> Cesta de red	<input type="checkbox"/> <b>891</b> Anclajes (4 anillos) Para el transporte en vehículos, en dirección al sentido de la marcha. Coches, autobuses, etc.	<input type="checkbox"/> <b>894</b> Correa pélvica a 45°	