

El andador GRILLO estimula y facilita el esquema de marcha.

Entrena el mantenimiento del equilibrio de la pelvis y del tronco.

Organiza una visión más amplia y estructurada del espacio, de las distancias y del ambiente que rodea al usuario en una posición de pie.

Desarrolla la autonomía física y la independencia psicológica experimentando la posibilidad de desplazarse sin la ayuda de otras personas.

Grillo compensa la falta de equilibrio gracias a los soportes ergonómicos y a la base estable, permitiendo de este modo al usuario, concentrar todas sus capacidades solo en la deambulaci3n.

Grillo es versátil y personalizable gracias a los componentes intercambiables sin el uso de herramientas.



Producto registrado FDA (EEUU) Producto marcado CE



- **CHASIS** ligero de aluminio, PLEGABLE para el transporte y con **SISTEMA DE REGULACI3N EN ALTURA PATENTADO**.
- **SOPORTE PÉLVICO** y **SOPORTE TORÁCICO** acolchados, regulables en altura, ancho y circunferencia. Sostienen al usuario como si fueran DOS MANOS, proporcionándole seguridad, permitiendo así la concentraci3n en la deambulaci3n sin temores. El **SOPORTE TORÁCICO** puede ser regulado tanto en inclinaci3n como en antero-posterior.
- **ARNÉS ERGONÓMICO** regulable y fácilmente removible para el lavado. Sostiene al usuario en caso de necesidad sin generar ninguna presi3n a nivel genital-inguinal.
- **SOPORTE DE ANTEBRAZO** regulables en altura, profundidad, inclinaci3n y en direcci3n rotatoria.
- **MANILLAR** removible y regulable, tiene la funci3n de un apoyamanos.

- **RUEDAS** con **diseño de Ormesa** autoportantes y ligeras: 2 delanteras giratorias con direccionadores; de 15 cm (med. mini y Small) y 17,5 cm (med. Medium y Large) 2 traseros plenos fijos, de 20 cm (med. Mini y Small) y 25 cm (med. Medium y Large) adecuados para uso externo y externo.
- Dispositivo **ANTIRETROCESO, FRENADO REGULABLE** y **FRENO DE ESTACIONAMIENTO** en las ruedas traseras, fácilmente accionable a través del pedal rojo.
- **DIRECCIONADORES** delanteros.
- **PROTECTORES** semielásticos para la protecci3n contra los golpes.



Atenci3n!
Leer atentamente el manual de instrucciones

DELANTERO	POSTERIOR	DIMENSIONES DE USUARIO
<p>circunferencia interna de pelvis y soporte torácico desde cm 81 hasta cm 140</p>	<p>circunferencia interna de pelvis y soporte torácico desde cm 81 hasta cm 140</p>	<p>ALTURA USUARIO (C): cm 150-190</p>
<p>111 80</p>	<p>111 80</p>	<p>IMPORTANTE: Asegurarse que las alturas A y B representadas en la figura, entren en el rango de medida indicado para el soporte torácico y pélvico.</p>
<p>PESO DISPOSITIVO KG 29,5 CARGA MAXIMA 110 KG</p>	<p>PESO DISPOSITIVO KG 28,5 CARGA MAXIMA 110 KG</p>	

descarga y envía la hoja de pedido
a info@ormesa.com

DISTRIBUIDOR:	FECHA DE PEDIDO:
	FECHA DE ENTREGA:
	DIRECCION/USUARIO:



Delantero

Posterior

ELEGIR UNA CONFIGURACION >	Delantero			Posterior		
	PT	PA	P	PT	PA	P
COMPONENTES ✓ 925, 924, 930: puedes elegir la talla más pequeña	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte torácico > soporte pélvico > arnés ergonómico > manillar 	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte pélvico > arnés ergonómico > soporte de antebrazo 	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte pélvico > arnés ergonómico > manillar 	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte torácico > soporte pélvico > arnés ergonómico > empuñaduras extraíbles 	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte pélvico > arnés ergonómico > soporte de antebrazo 	<p>Dotado de:</p> <ul style="list-style-type: none"> > soporte pélvico > arnés ergonómico > empuñaduras extraíbles
865 Cabezal regulable	ND	ND	ND	disponible en combinación con soporte torácico 925	disponible en combinación con soporte torácico 925	disponible en combinación con soporte torácico 925
925 Soporte torácico	●	□	□	●	□	□
924 Soporte pélvico	●	●	●	●	●	●
930 Arnés ergonómicos	●	●	●	●	●	●
926 Manillar regulable	●	□	●	ND	ND	ND
809 Soporte de antebrazo	□	●	□	□ con unión	●	□ con unión
943 Correa para antebrazo	disponible en combinación con soporte de antebrazo 809	□	disponible en combinación con soporte de antebrazo 809	disponible en combinación con soporte de antebrazo 809	□	disponible en combinación con soporte de antebrazo 809
939 Empuñadura ergonómicas	□	●	□	□ con unión	●	□ con unión
927 Empuñaduras extraíbles	ND	ND	ND	●	□	●
815 Asiento abductor	□	□	□	□	□	□
890-C Separador con musleras	□	□	□	□	□	□
890-SC Separador de piernas	□	□	□	□	□	□
810 Barras estabilizadoras	□	□	□	□	□	□
928 Ruedas traseras para base estrecha con pedales para frenos de estacionamiento	□	□	□	□	□	□