



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de transferencia 'Tres B'

H8840

<https://www.ayudasdinamicas.com/tabla-de-transferencia-tres-b/>



Descripción

Tabla de forma curvada utilizada para una gran variedad de situaciones: en la cama, la silla de ruedas, el baño, el coche, etc. Su silueta curvada y la superficie deslizante permiten y facilitan las transferencias, con o sin la ayuda de un asistente, dependiendo de la fuerza en los brazos y del equilibrio de la persona. Dos almohadillas redondas en el reverso impiden que la tabla se desplace de su sitio.



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8840
ANCHO	77 cm
FONDO	22 cm

