



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Transfer 'Flexible'



H8800

<https://www.ayudasdinamicas.com/transfer-flexible/>



Descripción

Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes. Permite sujetarlos por detrás o por debajo, según la situación, ya se trate de uno o dos asistentes. Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.



400
gr

110
kg

total máximo





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8800
LARGO	51 cm
ANCHO	21 cm

