



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Transfer plegable



H8811.

<https://www.ayudasdinamicas.com/transfer-plegable-vehiculo/>



## Descripción

Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropileno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias. Se pliega para facilitar su transporte, quedando sus dimensiones reducidas para mayor comodidad.



## Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8811
ANCHO ABIERTA	64 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ANCHO PLEGADA	12 cm
LARGO	34,5 cm
GRUESO ABIERTA	0,5 cm
GRUESO PLEGADA	1,5 cm

