



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Transfer plegable



H8811

<https://www.ayudasdinamicas.com/transfer-plegable/>



Descripción

Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropileno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias. Se pliega para facilitar su transporte, quedando sus dimensiones reducidas para mayor comodidad.




120
kg
máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8811
--------	-------





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO ABIERTA	64 cm
ANCHO PLEGADA	12 cm
LARGO	35 cm
GRUESO ABIERTA	0,5 cm
GRUESO PLEGADA	1,5 cm

