



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Trapezio de potencia desmontable

AD950

<https://www.ayudasdinamicas.com/trapezio-de-potencia-desmontable/>



## Descripción

Trapezio diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama. La base en forma de “H” queda situada debajo de la cama.



total máximo

## Tabla de medidas y modelos

|                   |        |
|-------------------|--------|
| MODELO            | AD950  |
| ALTO              | 170 cm |
| ANCHO ENTRE PATAS | 82 cm  |
| FONDO ENTRE PATAS | 75 cm  |





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

## Accesorios

Asa ergonómica 'Norma'



Esta asa de forma ergonómica para trapecios especialmente diseñada de acuerdo con las últimas normas de la CE para mejorar la seguridad de los usuarios en las instituciones. Es muy resistente y tiene una gran capacidad de carga. Está provista de una tira graduable de 200 mm a 450 mm con protección de goma antideslizamiento en la parte superior.

**El AD 400 también se usa como recambio del AD 950.**

