



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

LIRA Equipo para tratamiento de úlceras por presión

ref: AD991

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/colchones-dinamicos/lira-equipo-para-tratamiento-de-ulceras-por-presion>



Sistema de compresor y colchón alternante para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de bajo a medio. Ciclo alternante de 6 minutos. Compresor potente y silencioso con un caudal de 8 litros x minuto.



PREVENGA LAS ÚLCERAS. Un sobre colchón de aire médico para cama que se infla con presión alterna para prevenir las úlceras de decúbito y las úlceras por presión. El sobre colchón de presión alterna se conecta a la bomba y se alimenta a través de un enchufe doméstico estándar.

TEN UNA BUENA NOCHE Y DUERME. El sobre colchón para la prevención de llagas viene con una bomba silenciosa de alta calidad.

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

- Presión regulable: 40 - 70 mm Hg
- Caudal: 8 litros / minuto
- Ciclo: 6 minutos

SOBRE COLCHÓN

Vinilo duradero, de gran calibre y premium con 130 celdas de burbujas individuales, de un líder en colchones para camas de hospital.

Dimensiones: 200x90x5 cm.
SE INSTALA SOBRE EL COLCHÓN DE LA CASA. Similar a los colchones de hospital, esta capa es para prevenir las úlceras de decúbito o para quienes se someten a un tratamiento para las úlceras de decúbito.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medidas colchón	Ancho compresor	Fondo compresor	Alto compresor	Peso compresor
AD991	200 x 90 x 5cm	12cm	26cm	8cm	1,10kg