

'Arminia Resident' Uso intensivo

ref: AD982

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/camas-electronicas/arminia-resident-uso-intensivo->



ARMINIA Resident con lamas metálicas, más fáciles de limpiar y desinfectar. Una configuración habitual en instituciones donde se hace un uso intensivo de las camas. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort. Calidad y durabilidad. Una cama extraordinariamente robusta y sólida, fabricada en Alemania según los requerimientos del uso intensivo tanto en domicilios como en instituciones. Su alta calidad le asegura una cama duradera y fácil de mantener. Eficiencia económica / montaje por una sola persona. Excepcional relación calidad precio en una cama que se monta y desmonta por una sola persona, sin herramientas y en pocos minutos. Prevención de caídas. Altura de las barandillas de aproximadamente 38 cm. Puede colocar colchones y sistemas anti escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de costosos suplementos para elevar más las barandillas.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

[Descarga el catálogo completo de toda la familia de camas Burmeier aquí.](#)



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Medida somier	Medida total
AD982	200 cm x 90 cm	220 cm x 101 cm

Accesorios

-  Protector de barandillas
-  Mesita
-  Trapecio
-  Buffer