



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas APOLO XL

ref: PL75

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas-bariatricas/silla-de-ruedas-apollo-xl>



La silla de ruedas APOLO xl ha sido diseñada para soportar pesos de hasta 200 kg.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Robusto chasis de acero al carbono pintado en color negro para un acabado atractivo.

La tapicería de vinilo con doble relieve brinda un soporte cómodo y duradero.

El sistema de plegado facilita el almacenamiento y el transporte.

Los reposapiés se pueden ajustar en altura para adaptarse a los requisitos de soporte del usuario, se pueden abatir para facilitar las transferencias o se pueden quitar para su almacenamiento/transporte.

Los reposabrazos acolchados estilo escritorio brindan comodidad adicional y permiten un acceso sin obstáculos a las superficies de trabajo. Los reposabrazos son fácilmente extraíbles para la transferencia lateral, el transporte y el almacenamiento.

Las ruedas delanteras macizas de 20,3 cm (8") garantizan una larga vida útil y un mantenimiento mínimo y se pueden ajustar en altura en 3 posiciones.

Cojinetes de precisión, sellados y libres de mantenimiento.

Los aros de plástico permiten una fácil maniobrabilidad para el usuario independiente.

Los frenos de estacionamiento accesibles para el asistente y el usuario en las ruedas traseras proporcionan seguridad adicional.

- Disponible en dos anchos de asiento (56 y 61 cm) para adaptarse a las distintas tallas de usuario.
- Con freno de acompañante (de tambor) de serie.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Profundidad Asiento	Ancho Total	Largo	Altura Asiento	Peso
PL75-56	56 cm	46 cm	80 cm	107 cm	50 cm	26 Kg
PL75-61	61 cm	46 cm	85 cm	107 cm	50 cm	26 Kg

