



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento bañera con respaldo PORTOFINO

ref: AD816

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/asientos-y-tablas-de-banera/asiento-banera-con-respaldo-portofino>



El asiento de bañera PORTOFINO está fabricado en aluminio e incorpora respaldo para un mayor confort y seguridad en la bañera. Es muy estable y seguro para poder continuar disfrutando de un baño agradable o si se prefiere para ducharse sin que salpique el agua fuera de la bañera.




AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



CARACTERÍSTICAS:



aluminio



Producto
inoxidable



kg
Máximo
135