



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de ducha y wc con ruedas de 24" OASIS

ref: HE200

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ducha-y-wc-con-ruedas/silla-de-ducha-y-wc-con-ruedas-de-24-oasis>



Ligera y fácil de maniobrar, las ruedas de 600 mm permiten libertad de movimientos al usuario que puede cuidar de sí mismo para que pueda realizar las tareas de higiene personal con el máximo de independencia y seguridad.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



FÁCILITA LA HIGIENE PERSONAL

Incorpora cubeta orinal de serie y también se puede colocar directamente sobre el inodoro.



CONFORTABLE

Asiento anatómico con acolchado blando, cálido y agradable al tacto para mayor comodidad del usuario.



ASIENTO EN U

El asiento tiene una apertura delantera, lo que proporciona un fácil acceso para la higiene íntima. Incluye cubeta orinal y tapa blanda para el asiento.



REPOSABRAZOS ABATIBLES

Los reposabrazos son abatibles para realizar las transferencias laterales fáciles, cómodas y sobre todo seguras.



LIGERA

Fabricada en aluminio, es totalmente inoxidable, muy resistente y duradera, además de ligera. **Pesa solo 13 Kg.**



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



MEDIDAS:



aluminio



Total
13



Máximo
125

Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Altura máxima wc |
|--------|------------------|
| HE200 | 45 cm |

