



**AyudasDinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Reposapiernas plegable

ref: H4202.

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/variados-descanso/reposapiernas-plegable>



Chasis de madera que se ajusta en altura y en inclinación para descansar las piernas, y para mayor comodidad lleva un acolchado de borreguito.



Se pliega fácilmente en cuestión de segundos. Queda totalmente plano para su almacenaje.



El reposa piernas se regula en inclinación para adoptar la postura más cómoda.



También permite regular la altura en posición totalmente horizontal.

### Tabla de medidas y modelos

| Modelo | Ancho | Fonfo | Alto regulable |
|--------|-------|-------|----------------|
| H4202  | 46 cm | 36 cm | de 10 a 43 cm  |