



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla plegable con respaldo reclinable APOLO R

ref: PL16

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-plegable-con-respaldo-reclinable-apollo-r>



Silla de acero plegable, con respaldo reclinable y reposacabezas. Incorpora reposapiés elevables.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Apolo R es una silla de ruedas plegable con respaldo reclinable, reposapiés elevables y cabezal. Está diseñada para proporcionar comodidad y apoyo adicional a los usuarios. Esta silla de ruedas es ideal para personas que necesitan pasar largos períodos de tiempo sentadas, ya sea por razones de movilidad reducida o discapacidad.

Chasis plegable:

El sistema de plegado facilita su transporte y almacenamiento, lo que facilita poder llevarla en vehículos o guardarla en espacios pequeños cuando no están en uso.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Respaldo reclinable

Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160°.

El respaldo reclinable permite ajustar la posición del usuario para mayor comodidad. Esto es útil para personas que necesitan cambiar de posición con frecuencia o que tienen dificultades para mantener una postura erguida durante períodos prolongados.



Reposapiés elevables:

Al elevar los pies, se promueve una mejor circulación sanguínea a la vez que proporcionan un nivel adicional de confort.

También alivia la presión y la tensión en los músculos de las piernas y los pies, especialmente durante largos períodos de estar sentado.



Total
22



Máximo
130





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo total	Altura asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo
PL16-43	43 cm	60 cm	125 cm	52 cm	41 cm	78 cm
PL16-46	46 cm	63 cm	125 cm	52 cm	41 cm	78 cm

