



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia

Andador de aluminio TRIAL

ref: AD234

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/andadores/andador-de-aluminio-trial>



Andador plegable super estrecho tan solo 53 cm, con cuatro ruedas delanteras, regulable en altura, muy ligero y fácil de plegar.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Superestrecho - solo 53 cm de ancho

El andador TRIAL ha sido especialmente diseñado para ofrecer máxima maniobrabilidad en espacios reducidos. Con un ancho total de tan solo 53 cm, es ideal para moverse con facilidad por pasillos estrechos, puertas y áreas de difícil acceso, como baños o cocinas. A pesar de su tamaño compacto, mantiene la estabilidad y seguridad necesarias para ofrecer un apoyo seguro.

4 ruedas delanteras

Este andador combina estabilidad y maniobrabilidad gracias a sus cuatro ruedas delanteras de 140 mm que permiten un desplazamiento suave y sin esfuerzo, ideal para giros y movimientos en espacios reducidos. En la parte trasera, cuenta con tacos antideslizantes que brindan un excelente agarre y control al caminar, ofreciendo mayor seguridad al usuario.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Puños anatómicos

Los puños del andador están diseñados ergonómicamente para adaptarse a la forma natural de la mano, proporcionando un agarre cómodo y seguro. Reducen la presión sobre las articulaciones y ayudan a prevenir el cansancio en las manos durante el uso prolongado. Su forma anatómica mejora el control del andador y favorece una postura correcta al caminar.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	AD234
ANCHO TOTAL	53 cm
ALTURA PUÑOS	de 83 a 89 cm
LONGITUD TOTAL	54 cm
RUEDAS	140 mm

